

Fertigarzneimittel medizinische Luft



Für die Beatmung unter medizinischen Bedingungen


Aer medicalis ist ein Gas zur medizinischen Anwendung, das durch Komprimierung und Reinigung aus der Umgebungsluft gefertigt wird. Es dient der Herstellung von Beatmungsgemischen in medizinischen Beatmungsgeräten.

Die AIR LIQUIDE Deutschland GmbH verfügt über eine Arzneimittelzulassung und vertreibt Aer medicalis als Fertigarzneimittel.

Anwendung

Aer medicalis wird eingesetzt:

- zur Herstellung von Beatmungsgemischen in Verbindung mit reinem Sauerstoff. Die individuelle Konzentration wird durch den behandelnden Arzt festgelegt.
- bei der Inhalation über Nasensonden und Atemmasken
- für die Beatmung in geschlossenen Räumen (Inkubator)
- zur Unterstützung der Atmung bei Atemnot



Produktinformation

Bezeichnung	Aer medicalis 100 % (V/V)
Zulassungs-Nr.	6716684.00.00
Haltbarkeit	5 Jahre

Spezifikation nach Ph. Eur.	Gehalt/Identität Reinheit	Sauerstoff (O ₂)	= 20,4 - 21,4 % (V/V)
		Kohlendioxid (CO ₂)	≤ 500 ppm (V/V)
		Kohlenmonoxid (CO)	≤ 5 ppm (V/V)
		Wasser (H ₂ O)	≤ 67 ppm (V/V)
		Schwefeldioxid (SO ₂)	≤ 1 ppm (V/V)
		Stickoxide (NO _x)	≤ 2 ppm (V/V)
		Öl	≤ 0,1 mg/m ³

Packungsgrößen	Größe (L) ¹⁾	Fülldruck (bar)	Füllmenge (kg) ²⁾	Volumen (L) ³⁾
	2	200	0,48	390
	3	200	0,71	590
	5	200	1,19	980
	10	200	2,38	1.960
	50	200	11,88	9.800
	600 (12 x 50 Bündel)	200	143	118.000

¹⁾ Geometrisches Volumen des Druckgasbehälters
²⁾ Die höchstzulässige Füllmenge ist auf der Schulter des Druckgasbehälters eingepreßt
³⁾ Entnehmbares Gasvolumen bei 1 bar absolut und 15 °C unter Berücksichtigung eines im Druckgasbehälter verbleibenden Restdrucks von 5 bar

Kennzeichnung	Schulter: weiß mit schwarzem Ring; Zylinder: weiß (DIN EN 1089-3)
Ventilanschluss	G 5/8" nach DIN 477-1, Nr. 13; Messing

Aer medicalis 100% (V/V)

Gas zur medizinischen Anwendung, druckverdichtet.

Anwendungsgebiete:

Zur Herstellung von Beatmungsgemischen in medizinischen Beatmungsgeräten.

Warnhinweise:

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie Aer medicalis 100% (V/V) anwenden. Hinsichtlich der Aufbewahrung gelten die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen zum Umgang mit Druckluft. Im Originalbehältnis bei weniger als 50°C lagern. Stahlflaschen (Druckgasflaschen) vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Wärmeeinwirkung schützen; gegen Umfallen sichern und an einem gut belüfteten Ort lagern. Nicht in Treppenhäusern, Fluren, Durchgängen und Verbrauchsräumen lagern. Rückströmung in den Gasbehälter sowie das Eindringen von Wasser in den Gasbehälter verhindern. Nur bis zu einem Restdruck von 10 bar entleeren. Stand September 2026.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Air Liquide widmet sich seit mehr als 120 Jahren der Entwicklung von neuen Produkten und Dienstleistungen, um den Herausforderungen einer vollumfänglichen Versorgung mit medizinischen Gasen zu begegnen.

Unsere innovativen Lösungen und anspruchsvollen Sicherheitsstandards sorgen dafür, dass medizinische Fachkräfte - in 15.000 Krankenhäusern und Kliniken in 30 Ländern der Welt - das erhalten, was sie brauchen, um die Gesundheit und das Leben von Patienten zu schützen.

Diese medizinischen Fachkräfte sind nicht nur unsere Kunden, sondern vielmehr auch wertvolle Partner an unserer Seite. Wir entwickeln unsere Produkte auf der Grundlage ihrer Beobachtungen und Bedürfnisse aus der Praxis und hören der Krankenschwester, die sich der Pflege ihrer Patienten widmet, genauso zu wie dem Sanitätsteam, das Leben rettet, oder dem Arzt, der den Patienten sichere Behandlungsoptionen anbietet.

Wir kombinieren ihre Erfahrungen und Bedenken mit unserer jahrzehntelangen Innovationskompetenz. Unsere medizinischen Gase erfüllen die Bedürfnisse von Gesundheitsdienstleistern und spielen eine wichtige Rolle im Kontinuum der Pflege - von der Ersten Hilfe bis zur Operation und auf der Intensivstation.

Kontakt

AIR LIQUIDE Deutschland GmbH
Hans-Böckler-Straße 33
40476 Düsseldorf
Fon: 0211 66 99 - 101
kundenservice.medical@airliquide.com
de.healthcare.airliquide.com



Air Liquide Healthcare versorgt Kunden mit medizinischen Gasen, Home Healthcare Serviceleistungen, medizinischem Equipment und Spezialinhaltsstoffen. Mit der Unterstützung von 15.000 Mitarbeitenden beliefert Air Liquide Healthcare weltweit mehr als 20.000 Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen sowie 2,3 Mio. Patienten.